



Parem nägemine, mugavam töö!



MERIDENT
OPTERGO **mo**
OPTICAL ERGONOMIC SOLUTIONS

PRISMAPRILLID

Täiustatud primatehnoloogia igapäevaseks kasutuseks

Kui rääkida optikast ja ergonoomiliselt õige tööasendi edendamiseks, on MeridentOptergo prisma-prillid ainsad omataoliste seas. Meie prillid on loonud spetsialistide töös tõelise revolutsiooni, sest nüüd ei tule neil ideaalse nägemisvälja saavutamiseks enam ebamugavas asendis seista. Raami ehituse ja sisseehitatud prismaefekti kombinatsioon viib nägemisvälja nurga alla. Läbi prillide nähtav kujutis on nihutatud ülespoole, võimaldades töötada mugavas ja ergonoomiliselt õiges asendis.

- *Kogukaal 15 grammi*
- *Ainulaadne prismaoptika viib nägemisvälja nurga alla*
- *Individuaalne optika tagab parimad tulemused*
- *Laia nägemisväljaga prisma-segment annab paindlikkuse*
- *Kaetud mitme pinnakihi, peegeldusi ei teki ja läätsed on kriimustuskindlad*
- *Unikaalne tootmismeetod tagab läätsede erinevate optiliste osade täiusliku kombinatsiooni*
- *Saadaval kõigi läätsetüüpidega*



ULTRALIGHT FLIP-UP LUUBID

Maailma kasutajasõbralikuim suurendus

MeridentOptergo Ultralight Flip-up luubid on unikaalsed mitmetel põhjustel. Luubid on ülikerged, kaaludes vaid 11 grammi. Luupide kaal on eriti tähtis siis, kui nendega töötatakse mitmeid tunde järjest. Need on ainukesed luubid, mida saab vabalt reguleerida vastavalt kasutaja soovidele ja vajadustele. See ei ole veel kõik - meie luupidel on muudetav töökaugus, mida kasutaja võib muuta vastavalt muutunud tööasendile.

MeridentOptergo Ultralight Flip-up luubid on kinnitatud kiirkinnitusega prilliraami külge, mis muudab luubi paigaldamise, eemaldamise ja puhastamise lihtsaks. Kui luupi pole vaja, saab selle lihtsalt üles keerata, nii et see jääb nägemisväljast välja.

- *Kaal 11 grammi*
- *Saadaval suurendustega Ensi, Easy, Ergo, Endo*
- *Täiustatud optika tagab parima võimaliku nähtavuse*
- *Kaetud mitme pinnakihiga, peegeldusi ei teki ja läätsed on kriimustuskindlad*
- *Töökaugust saab reguleerida vastavalt vajadusele*
- *Lihtne ja vastupidav konstruktsioon ei varja vaatevälja*
- *Kiirkinnitusmehhanism võimaldab erinevate luupide valimise ja paigaldamise lihtsaks*
- *Lihtsa kinnitussüsteemi abil saab luubi vahepeal hõlpsasti üles, nägemisväljast välja keerata*



PAREM NÄGEMINE, MUGAVAM TÖÖ!

**MERIDENT
OPTERGO** **mo**
OPTICAL ERGONOMIC SOLUTIONS

MO VINKEP TTL

Võimsam suurendus kasutajasõbralikus vormis



NUTIKAS KUJUNDUS

MO VinKep luubid pakuvad laiendatud vaatevälja koos täieliku pildi teravusega. Väikesed ja kergekaalulised teleskoopluubid jätavad prilliklaasi ülaossa piisavalt vaba pinda ümbruse vaatamiseks. Täiesti veekindlaid luupe on lihtne puhastada ja kvaliteetne materjal talub probleemideta ka desinfitseerimist.

SISSEHITATUD ERGONOOMIKA

Patenteeritud tehnoloogia Pentarooft Prism abil kallutatakse tavapärane otsesuunaline vaateväli allapoole. See toob suurendatud kujutise kõrgemale ja vähendab vajadust kaela ettepoole painutada.




KVALITEETSEIM OPTIKA

Luupide mitmekihilise pinnakattega kaetud mineraalklaasist läätsed koos peegeldusvastase kaitsega töödeldud kattekihiga tagavad suurendatud alal parima võimaliku nägemisteravuse. Prilliklaaside katmiseks kriimustuste ja peegelduse vastu kasutame uusimat olemasolevat meetodit. Lisaks sellele, et läbi optilise vahendi on maailmapilt teravam, on nüüd seda vahendit ka lihtne puhtana hoida.


MO ERGONOOMILINE OPTIKA

MO VinKep luubid on varustatud kõigi meie ainulaadsete kasutaja ergonoomikat täiustavate optiliste omadustega. See tähendab, et optiline vahend aitab teil töötades automaatselt õiget kehaasendit hoida.



LUUPIDE OPTILISED OMADUSED

Saadaval on kolme eri liiki luupe. Nende optilised omadused erinevad suurendusastme, nägemisulatuse ja teravussügavuse poolest. Füüsikaseadustele tuginedes tähendab võimsam suurendus alati kahe teise omaduse taseme vähenemist. Siiski võimaldab Kepleri teleskoop laiemat nägemisulatust võrreldes Galilei teleskoobiga, kuigi neil on samal tasemel suurendusvõimsus. Diagrammil on kirjeldatud MO VinKep luupide mudeleid, võttes aluseks MO luupide kogu tootevaliku.



PAREM NÄGEMINE, MUGAVAM TÖÖ!

MERIDENT
OPTERGO **mo**
OPTICAL ERGONOMIC SOLUTIONS

ULTRAKERGED TTL- LUUBID

Optimaalne integreeritud ergonoomika

MeridentOptergo TTL-luubid tagavad ergonoomikaalastele soovitudele vastava tööasendi. Saadaval prisma ja kolme erineva suurendustugevusega.



- *Kaal alates 26 grammi*
- *Saadaval suurendustega Ensi, Easy, Ergo*
- *TTL-luup tagab parima võimaliku nägemisvälja ja mugavuse.*
- *Kaetud mitme pinnakihi, peegeldusi ei teki ja läätsed on kriimustuskindlad*
- *Luubi siseküljel olev peegeldusvastane kattekiht suurendab silmade mugavustunnet*
- *Täppishäällestust võimaldav lasersüsteem annab optimaalse optilise kvaliteedi*

DELIGHT LED-VALGUST

Lisa oma töösse valgust

MeridentOptergo DeLight LED-valgusti sisaldab uusimat tehnoloogiat ja suurendab luupide efekti veelgi. Lääts murrab valgust ja suunab selle kontsentreeritud, tõhusaks kiireks, mis on hoolikalt tasakaalustatud ümbritseva valgustusega, andes parima võimaliku kontrastsuse.

Kuna LED-valgusti on kinnitatud prillide või luupide raami külge, paistab valgus alati vaatesuunas, kõrvaldades pea kohal olevast operatsioonilambist tekkivad varjud.

See tähendab, et isegi raskesti juurde-pääsetavate alade nähtavus on hea. MeridentOptergo DeLight valgusti novaatorlikud omadused muudavad selle praegu turul olevate valgustite seas kõige kasutajasõbralikumaks.



- *Kaal kõigest 6 grammi*
- *Eriline lääts muundab valguskiired üheks kontsentreeritud kiireks*
- *Elastne ja mugav toitekaabel*
- *Suur toitelüliti lihtsaks ja antiseptiliseks kasutuseks*
- *9 tundi pidevat valgustust*
- *Akut saab igal ajal laadida*
- *Klamberlukk muudab paigaldamise lihtsaks*

MO WING

Kaitse enda silmi



Keskelt painutatud kaitse tõkestab tõhusalt valguskõvastamisel hajuvat kiirgust patsiendi mõlemal poolel. Kaitset on hea käsitseda ja see ei kriimustu lauapinna vastu sattumisel. Nurga alla painutatud kuju vähendab ka operatsioonivalguse peegeldumist. Kaitse valmistamiseks kasutatud materjal on NIOMi testitud ja heaks kiidetud.

PAREM NÄGEMINE, MUGAVAM TÖÖ!

**MERIDENT
OPTERGO** **mo**
OPTICAL ERGONOMIC SOLUTIONS

MeridentOptergo kontseptsioon

Ühendab täpse nägemise
ja ergonoomilise tööasendi



PERSONAALNE ERGONOOMIKA

Aitame leida õige tööasendi ja anname nõu töökeskkonna tähtsamate vaadatavate objektide paigutamisel. Õigetel alustel arvestatud optika tagab automaatselt hea ergonoomika – näete kõige paremini siis, kui töötate õiges asendis.



AINULAADNE OPTIKA

Lisaks nägemise parandamisele ja objekti suurendamisele suudame muuta ka vaate suunda, mida parema tööasendi saavutamine samuti tihti nõuab. Valmistame optikat oma tehastes Soomes ja Rootsis enda arendatud meetodite ja uusima tehnoloogia abil.



KERGUS, MIS TAGAB MUGAVA KASUTAMISE

Personaalsetele vajadustele ja eelistustele kõige paremini vastavad tooted valmistatakse täpselt mõõtude alusel. Kasutajapõhiselt loodud MO tooted valmistatakse kõige kvaliteetsematest materjalidest ja tänu äärmisele kergusele on neid mugav kanda kogu tööpäeva jooksul.



ASJATUNDLIK TEENINDUS

MO tooteid müüvad vaid hoolikalt valitud ja koolitatud spetsialistid. See tagab, et lõpptulemus vastab kavandatule. Hoiame täpsed mõõtmisandmed alles, et saaksime abistada kliente kõigis meie toodetega seotud küsimustes ka tulevikus.